

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	EP-0361
	LÍNEA CLÍNICA / <i>CLINIC PRODUCTS</i>	Revisión: 03
		26.03.2018
		Página 1 de 1

<b>1 MADESPA, S.A.</b>	
Referencia / <i>Code</i>	361
Producto / <i>Product</i>	<b>Ventura Top Light – 150 g</b>
Descripción / <i>Description</i>	Silicona de condensación / <i>Condensation silicone.</i>

<b>2 PROPIEDADES / <i>PROPERTIES</i></b>	
Color / <i>Colour</i>	Azul / <i>Blue</i>
Temperatura del test / <i>Test temperature</i>	35 ± 1 °C
Tiempo total de trabajo / <i>Total working time</i>	60 – 100 s
Tiempo de fraguado / <i>Setting time</i>	210 – 360 s
Consistencia (23 °C) / <i>Consistente (23 °C)</i>	36 – 42 mm
Dureza Shore A después de 8' / <i>Hardness Shore after 8'</i>	18 - 30 sh
Deformación por compresión / <i>Strain-in-compression</i>	2 – 20%
Recuperación elástica / <i>Elastic recovery</i>	≥ 96,5 %
Cambio dimensional 24 h / <i>Linear dimensional change</i>	≤ 1,5 %
Reproducción de detalles / <i>Detail reproduction</i>	20 µm
Compatibilidad con yeso / <i>Compatibility with gypsum</i>	50 µm
Fecha de caducidad / <i>Expiry date</i>	3 años / <i>3 years.</i>

<b>3 ENVASADO / <i>PACKAGING</i></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Envase de 150 g con indicación de número de lote / <i>Packaging containing 150 g indicating lot number.</i></li> </ul>	