

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	<b>EP-0675</b>
	<b>LÍNEA LABORATORIO LABORATORY LINE</b>	
		Página 1 de 1

#### 1 PRODUCTO / *PRODUCT*

**Ventura París**

#### 2 MADESPA, S.A.

Descripción / <i>Description</i>	Yeso para trabajos generales y enmuflado. / <i>Gypsum for general purposes and flasking</i>
Tipo / <i>Type</i>	Tipo II / <i>Type II</i>
Norma / <i>Standard</i>	ISO 6873

#### 3 PROPIEDADES / *PROPERTIES*

Proporción / <i>Ratio</i>	100 g / 45 ml
Color / <i>Colour</i>	Blanco / <i>White</i>
Tiempo de trabajo / <i>Working time</i>	5'
Fraguado final (Vicat) / <i>Final setting (Vicat)</i>	7'
Expansión de fraguado (2h) / <i>Setting expansion (2h)</i>	≤ 0,09 %
Resistencia a la compresión (1 h) / <i>Compression strength (1 h)</i>	≥ 9 MPa
Tiempo de extracción / <i>Extraction time</i>	45'

#### 4 PRESENTACIÓN / *PRESENTATION*

Presentación/ <i>Presentation</i>	Caja de cartón de 18 Kg / <i>Cardboard box of 18 Kg</i>
	Saco de 18 Kg / <i>bag of 18 Kg</i>

#### 5 CADUCIDAD / *EXPIRY DATE*

3 años / *3 years*

Elaborado: RC	Revisado: DT	Aprobado: DT	<b>COPIA</b> <input type="checkbox"/> Controlada: N° <input type="checkbox"/> No Controlada: N° Asignada a:	<b>Fecha:</b>
Fecha: 06.03.2017				