

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO/ <i>PRODUCTE SPECIFICATION</i>	EP-0358
	LÍNEA CLÍNICA / <i>CLINIC PRODUCTS</i>	Revisión: 03
		23.06.2015
		Página 1 de 1

1 MADESPA, S.A.	
Referencia / <i>Code</i>	358
Producto / <i>Product</i>	Ventura Top Putty – 900 ml
Descripción / <i>Description</i>	Silicona de condensación / <i>Condensation silicone.</i>
Norma / <i>Standard</i>	ISO 4823 – Tipo / <i>Type</i> 0

2 PROPIEDADES / <i>PROPERTIES</i>	
Color / <i>Colour</i>	Amarillo / <i>Yellow</i>
Olor / <i>Flavour</i>	Limón / <i>Lemon</i>
Tiempo total de trabajo / <i>Total working time</i>	60 – 110 s
Tiempo de fraguado / <i>Setting time</i>	280 - 480 s
Consistencia / <i>Consistency (mm)</i>	<35 mm
Dureza Shore A después de 8' / <i>Hardness shore after 8'</i>	58 - 72 sh
Deformación por compresión / <i>Strain-in-compression*</i>	0,8 – 20%
Recuperación elástica / <i>Elastic recovery</i>	≤ 96,5 %
Cambio dimensional 24 h / <i>Linear dimensional change</i>	≤ 1,5 %
Reproducción de detalles / <i>Detail reproduction</i>	20 µm
Compatibilidad con yeso / <i>Compatibility with gypsum</i>	50 µm
Fecha de caducidad / <i>Expiry date</i>	3 años / <i>3 years</i>

3 ENVASADO / <i>PACKAGING</i>
<ul style="list-style-type: none"> Envase de 1548 g (900 ml) con indicación de número de lote / <i>Packaging containing 1548 g (900 ml) indicating lot number.</i>

Elaborado: RC	Revisado: DT	Aprobado: DT	COPIA Fecha: <input type="checkbox"/> Controlada: N° <input type="checkbox"/> No Controlada: N°
Fecha: 23.06.2015			