

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	EP-0471
	<b>REVESTIMIENTO / INVESTMENT</b>	Revisión: 0
		14.07.2004
		Página 1 de 1

**1 PRODUCTO / PRODUCT**
**Ventura High Vest Superfine**
**2 DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Revestimiento fosfatado universal para toda la gama de aleaciones utilizadas en prótesis fija  
*Universal phosphated investment for all alloys used in fixed prostheses*

**3 PRESENTACIÓN / PRESENTATION**

**Polvo / Powder** Pouches de 160 g / *Pouches of 160 g*

**Líquido / Liquid** Envase de 1000 ml / *Jar of 1000 ml.*

**4 COMPOSICIÓN / COMPOSITION**

**Polvo / Powder** Mezcla de polvo de cuarzo y cristobalita, óxidos y fosfatos. Libre de grafito.  
*Mixture of powder of quartz and cristobalite, oxides and phosphates. Graphite free.*

**Líquido / Liquid** Ácido silícico, solución coloidal / *Silicic acid, colloidal solution.*

**5 PROPIEDADES / PROPERTIES**
**POLVO / POWDER**

**Tiempo de trabajo / Working time** 5,5 – 6,5 minutos / *minutes*

**Tiempo de fraguado / Setting time** Max. 14 minutos / *minutes*

**Temperatura de fraguado / Setting temperature** 75,0 – 85,0 °C

**Expansión a las dos horas / Expansion after 2 hours** Aprox. 2,5 %

**Expansión térmica / Thermal expansion** Aprox. 1,2 %

**Resistencia a la compresión (después de dos horas) / Compressive strength (after 2 hours)** 10 – 15 N/qmm

**LÍQUIDO / LIQUID**

**Residuos de ignición (1000 °C, peso constante) / Residues on ignition (1000 °C, weight)** 30 %

**Densidad (20 °C) / Density (20 °C)** 1,208 g/ml

**pH (20 °C)** 10

**6 ALMACENAMIENTO / STORAGE**

Almacenar en un lugar seco y fresco / *Store in a cool and dry place.*

<b>Elaborado:</b> TC	<b>Revisado:</b> DT	<b>Aprobado:</b> DT	<b>COPIA</b>	<b>Fecha:</b> 14.07.2004
				<input type="checkbox"/> Controlada: N°
<b>Fecha:</b> 14.07.2004			Asignada a:	