

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	EP-0630
	LÍNEA LABORATORIO LABORATORY LINE	Revisión: 01
		10.11.2017
		Página 1 de 1

1 PRODUCTO / *PRODUCT*

Ventura Ivory Rock

2 MADESPA, S.A.

Descripción / <i>Description</i>	Yeso para modelos con muñones desmontables y removibles / <i>Gypsum for models with detachable and removable dies</i>
Tipo / <i>Type</i>	Yeso tipo IV. / <i>Gypsum type IV.</i>
Norma / <i>Standard</i>	ISO 6873

3 PROPIEDADES / *PROPERTIES*

Proporción / <i>Ratio</i>	100 g / 22 ml
Color / <i>Colour</i>	Marfil / <i>Ivory</i>
Tiempo de trabajo / <i>Working time</i>	8' 00"
Fraguado final (Vicat) / <i>Final setting (Vicat)</i>	11 '00"
Expansión de fraguado / <i>Setting expansion (2 h)</i>	0,09 %
Expansión de fraguado / <i>Setting expansion (24 h)</i>	≤ 0,18%
Resistencia a la compresión (1 h) / <i>Compression strength (1 h)</i>	≥ 35 MPa
Tiempo de extracción / <i>Extraction time</i>	45'

4 PRESENTACIÓN / *PRESENTATION*

Presentación / <i>Presentation</i>	Botes de 6 Kg / <i>Jars of 6 Kg</i>
	Caja de cartón de 25 Kg / <i>Cardboard box of 25 Kg</i>
	Sacos de 25 Kg / <i>Bags of 25 Kg</i>
	Caja conteniendo 3 bolsas de 2 kg / <i>Cardboard containing 3 bags of 2 kg</i>

5 CADUCIDAD / *EXPIRY DATE*

3 años / *3 years*