

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / PRODUCT SPECIFICATION	EP-1816
	LÍNEA CLÍNICA / CLINIC LINE	Revisión: 03
		11.12.2018
		Página 1 de 1

1 PRODUCTO / PRODUCT

Ventura Unibond 2

2 DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Descripción / Description	Adhesivo dental monocomponente, fotopolimerizable y libre de solventes. <i>Solvent free light curing single component adhesive.</i>
Clasificación / Classification	Producto Sanitario de Clase IIa / <i>Class IIa Medical Device</i> – CE0482
Norma / Standard	No aplica / Not apply

3 COMPOSICIÓN TÍPICA / TYPICAL COMPOSITION

Hidroxietilmetacrilato / <i>Hydroxyethylmethacrylate</i>	≤ 20 %
Uretanometacrilato / <i>Urethanemethacrylate</i>	≤ 20 %
Polialquenoato metacrilizado / <i>Polyalkenoate methacrylized</i>	≤ 20 %
Hidroxipropilmetacrilato / <i>Hydroxypropylmethacrylate</i>	≤ 20 %
Glicerindimetacrilato / <i>Glycerinedimethacrylate</i>	≤ 20 %

4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Libre de solventes. No se evapora / *Solvent free. Does not evaporate.*

La consistencia no se altera durante el uso o el almacenamiento / *Consistency does not alter during use or storage.*

Humedece y penetra igualmente en dentina seca, húmeda, grabada o no grabada
Moistens and penetrates equally dry, wet, etched and unetched dentine.

Permite la aplicación en capas tan finas como se desee / *Allows application in a layer as thick as you want.*

Dado que la polimerización es profunda la firmeza es ideal / *Thoroughly curing with ideal firmness thereafter.*

5 PROPIEDADES FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES

Apariencia / Appearance	Líquido ligeramente amarillo / <i>Clear yellowish liquid</i>
Consistencia / Consistency	Líquido viscoso / <i>Viscous liquid</i>
Índice de refracción / Refractive Index	1,458 – 1,468
Profundidad de curado / Depth of cure	≥ 3 mm

6 ALMACENAMIENTO / STORAGE

Temperatura de almacenamiento recomendada / Recommended storage temperature	<23 °C – 73 °F
Vida media / Shelf life	4 años / 4 years