

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	<b>EP-2277</b>
	<b>LÍNEA LABORATORIO /LABORATORY LINE</b>	Revisión: 00
		10.02.2022
		Página 1 de 1

## 1 PRODUCTO / *PRODUCT*

<b>Nombre / Name</b>	<b>Ventura Impress 90 lab (2,5 + 2,5 Kg)</b>
<b>Descripción / Description</b>	Silicona elástica (polivinilo- siloxano) bicomponente que cura a temperatura ambiente por poliadición (proporción 1:1)./ <i>Two-component elastic silicone (polyvinyl siloxane) which cures at room temperature by polyaddition (ratio 1:1)</i>
<b>Usos / Uses</b>	Destinada a su uso en laboratorio dental (Ver detalles en instrucciones de uso)/ <i>Intended for use in the dental laboratory (see details in the instructions for use).</i>
<b>Composición / Composition</b>	Polivinilo siloxano / Polyvinyl siloxane

## 2 PROPIEDADES / *PROPERTIES*

<b>Aspecto / Appearance</b>	Pasta/ <i>Paste</i>
<b>Color / Colour</b>	Parte A: blanca; Parte B: Celeste / <i>Part A: white; Part B: light blue</i>
<b>Sabor / Savour</b>	Parte A: sinsabor; Parte B: sinsabor/ <i>Part A: no flavour; Part B: no flavour;</i>
<b>Olor / Odor</b>	Parte A: inodora; Parte B: inodora/ <i>Part A: odourless; Part B: odourless;</i>
<b>Densidad / Density</b>	1,95 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tiempo de trabajo (23°C)/ Working time (23°C):</b>	Aprox. 1´30" seg / <i>Approx. 1´30" seg</i>
<b>Tiempo de fraguado (23°C)/ Setting time (23°C):</b>	Aprox. 3 min / <i>Approx. 3 min</i>
<b>Tiempo de fraguado total (23°C)/ Total setting time (23°C):</b>	Aprox.4 min / <i>Approx. 4 min</i>
<b>Dureza shore (24 h) / Shore hardness (24 h)</b>	Aprox. 90 mm / <i>Approx. 90 mm</i>

## 3 PRESENTACIÓN / *PRESENTATION*

Caja conteniendo 2 bidones de 2,5 kg cada uno (base + catalizador) / *Box containing 2 drums of 2.5 kg each (base + catalyst)*

## 4 ALMACENAMIENTO / *STORAGE*

<b>Condiciones de almacenamiento / Storage conditions</b>	Conservar el producto dentro de su embalaje original bien cerrado y en un ambiente seco y libre de humedad a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C / <i>Store the product in its original packaging tightly closed and in a dry and humidity-free environment at a temperature between 10°C and 30°C.</i>
<b>Vida media / Shelf life</b>	Dos años / <i>Two years</i>