


| | | |
|---|---|----------------|
|  | ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i> | EP-0402 |
| | LÍNEA LABORATORIO / LABORATORY LINE | Revisión.: 04 |
| | | 14/12/2022 |
| | | Página 1 de 1 |

1 PRODUCTO / *PRODUCT*

Ventura Superdie Rock

2 DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*

| | |
|----------------------------------|--|
| Descripción / <i>Description</i> | Yeso natural extra duro para muñones / <i>Extra-hard natural gypsum for dies</i> |
| Tipo / <i>Type</i> | Yeso tipo IV / <i>Gypsum type IV</i> |
| Norma / <i>Standard</i> | ISO 6873 |

3 PROPIEDADES / *PROPERTIES*

| | |
|---|--|
| Proporción / <i>Ratio</i> | + Tixotrópico / + <i>Thixotropic</i> : 19 ml / 100 g |
| | + Fluido / + <i>Fluid</i> : 20 ml / 100 g |
| Color / <i>Colour</i> | Marrón Dorado / <i>Golden brown</i> |
| | Gris / <i>Grey</i> |
| | Blanco / <i>White</i> |
| Tiempo de Trabajo / <i>Working Time</i> | 7' |
| Fraguado final (Vicat) / <i>Final setting (Vicat)</i> | 11' |
| Expansión de fraguado / <i>Setting expansion (2 h)</i> | 0,04 % |
| Expansión de fraguado / <i>Setting expansion (24 h)</i> | 0,10 % |
| Resistencia a la compresión (1 hora) / <i>Compressive strenght (1 hour)</i> | Marrón Dorado / <i>Golden brown</i> : 58 MPa |
| | Gris / <i>Grey</i> : 58 MPa |
| | Blanco / <i>White</i> : 45 MPa |

4 PRESENTACIÓN / *PRESENTATION*

| | |
|------------------------------------|--|
| Presentación / <i>Presentation</i> | Consultar la información en la página web / See the information on the website |
|------------------------------------|--|

5 CADUCIDAD / *EXPIRY DATE*

3 años / 3 years