

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	<b>EP-0420</b>
	<b>LÍNEA LABORATORIO LABORATORY LINE</b>	Revisión: 09
		25.11.2022
		Página 1 de 1

#### 1 PRODUCTO / *PRODUCT*

**Ventura Stone**

#### 2 MADESPA, S.A.

Descripción / <i>Description</i>	Yeso duro tipo III de altas prestaciones / <i>High-performance type III hard gypsum</i>
Tipo / <i>Type</i>	Yeso tipo III. / <i>Gypsum type III.</i>
Norma / <i>Standard</i>	ISO 6873

#### 3 PROPIEDADES / *PROPERTIES*

Proporción / <i>Ratio</i>	100 g / 26 ml
Color / <i>Colour</i>	Amarillo / <i>Yellow</i>
	Azul claro / <i>Light blue</i>
	Rosa claro / <i>Light pink</i>
Tiempo de trabajo / <i>Working time</i>	8' 00"
Fraguado final (Vicat) / <i>Final setting (Vicat)</i>	10' 00"
Expansión de fraguado (2 h) / <i>Setting expansion (2 h)</i>	0,13 %
Resistencia a la compresión (1 h) / <i>Compression strength (1 h)</i>	38 MPa
Tiempo de extracción / <i>Extraction time</i>	45'

#### 4 PRESENTACIÓN / *PRESENTATION*

Presentación / <i>Presentation</i>	<a href="#">Consultar la información en la página web / See the information on the website</a>
------------------------------------	--

#### 5 CADUCIDAD / *EXPIRY DATE*

3 años / 3 years
------------------