

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	EP-3396
	LÍNEA CLÍNICA / <i>CLINIC PRODUCTS</i>	Revisión 00
		04/10/2022
		Página 1 de 1

1 PRODUCTO / <i>PRODUCT</i>	
Referencias / <i>Codes</i>	3396
Nombre / <i>Name</i>	VENTURA BITE 2.0

2 DESCRIPCIÓN / <i>DESCRIPTION</i>	
Tipo de material / <i>Type of material</i>	Silicona de adición tipo B. / <i>Type B addition silicone.</i>
Clasificación / <i>Classification</i>	Producto Sanitario de Clase I. / <i>Class I Medical Device.</i>
Norma / <i>Standard</i>	ISO 4823

3 CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA CATÁLISIS / <i>CHARACTERISTICS OF THE NON-CURED PRODUCT</i>		
	Catalizador / <i>Catalyst</i>	Base / <i>Base</i>
Aspecto / <i>Appearance</i>	Líquido viscoso / <i>Viscous fluid</i>	Líquido viscoso / <i>Viscous fluid</i>
Color / <i>Colour</i>	Blanco / <i>White</i>	Lavanda / <i>Lavender</i>
Density / <i>Density</i>	1,67 g/cm ³	1,67 g/cm ³

4 FRAGUADO / <i>CURING</i>	
Tiempo de trabajo / <i>Working time</i>	12"
Permanencia en cavidad oral / <i>Time in oral cavity</i>	45"
Tiempo de fraguado / <i>Setting time</i>	≈ 1'

5 CARACTERÍSTICAS TRAS LA RETICULACIÓN / <i>CHARACTERISTICS OF THE CROSS-LINKED PRODUCT</i>	
Dureza Shore A (24 horas) / <i>Shore A hardness (24 hours)</i>	89
Variación dimensional lineal / <i>Linear dimensional change</i>	≤ 1,5 %
Contracción de compresión / <i>Compression set</i>	≤ 0,1 mm

6 ALMACENAMIENTO / <i>STORAGE</i>	
Temperatura de almacenamiento recomendada / <i>Recommended storage temperature</i>	5 °C (41 °F) – 25 °C (77 °F)
Vida media / <i>Shelf life</i>	3 años / 3 years

7 ENVASADO / <i>PACKAGING</i>	
Caja indicando número de lote y fecha de caducidad, que contiene: / <i>Box indicating lot number and expiry date, which contains:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 bicartuchos de 50 ml con catalizador y base. / <i>2 x 50 ml bi-cartridges with catalyst and base.</i> • Puntas de mezcla verdes. / <i>Yellow mixing tips.</i> • Instrucciones de uso en español en inglés y advertencias en todos los idiomas aplicables. / <i>Instructions for use in Spanish and English and warnings in all applicable languages.</i> 	