

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO / <i>PRODUCT SPECIFICATION</i>	<b>EP-3386</b>
	LÍNEA CLÍNICA / <i>CLINIC PRODUCTS</i>	Rev.01
		29/09/2023
		Página 1 de 1

1 PRODUCTO / <i>PRODUCT</i>	
Referencia / <i>Code</i>	3386
Nombre / <i>Name</i>	<b>VENTURA TOP 2.0 PUTTY</b>

2 DESCRIPCIÓN / <i>DESCRIPTION</i>	
Tipo de material / <i>Type of material</i>	Silicona de condensación tipo 0 / <i>Type 0 condensation silicone.</i>
Clasificación / <i>Classification</i>	Producto Sanitario de Clase I. / <i>Class I Medical Device.</i>
Norma / <i>Standard</i>	ISO 4823

3 FRAGUADO / <i>CURING</i>	
Tiempo de mezcla / <i>Mixing time</i>	≤ 0'60"
Tiempo de trabajo / <i>Working time</i>	1'30" – 2'10"
Tiempo en boca / <i>Time in mouth</i>	≥ 3'00"

4 PROPIEDADES / <i>PROPERTIES</i>	
Tipo / <i>Type</i>	0
Sabor / <i>Flavour</i>	Menta / <i>Spearmint</i>
Color / <i>Colour</i>	Azul turquesa / <i>Turquoise blue</i>
Aspecto material mezclado / <i>Mixed material</i>	Homogéneo / <i>Homogeneous</i>
Color (tras mezclado) / <i>Colour (after mixing)</i>	Azul / <i>Blue</i>
Consistencia / <i>Consistency</i>	≤ 32 mm
Reproducción de detalles / <i>Detail reproduction</i>	≤ 50 µm
Cambio dimensional lineal / <i>Linear dimensional change</i>	-0,5 – 0 %
Compatibilidad con el yeso / <i>Compatibility with gypsum</i>	≤ 50 µm
Recuperación elástica / <i>Recovery from deformation</i>	≤ 100 %
Deformación por compresión / <i>Strain in compression</i>	0,8 – 2 %
Dureza Shore A / <i>Shore hardness A</i>	62 – 70 Shore A

5 ALMACENAMIENTO / <i>STORAGE</i>	
Temperatura de almacenamiento recomendada / <i>Recommended storage temperature</i>	5 °C (41 °F) – 25 °C (77 °F)
Vida media / <i>Shelf life</i>	4 años / <i>4 years</i>

6 ENVASADO / <i>PACKAGING</i>	
Caja que indica número de lote y fecha de caducidad, que contiene: / <i>Box indicating lot number and expiry date, which contains:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envase de 900 ml que indica número de lote y fecha de caducidad. / <i>900 ml container indicating lot number and expiry date.</i></li> <li>• 1 dosificador. / <i>1 scoop.</i></li> <li>• Instrucciones de uso en español e inglés y advertencias en todos los idiomas. / <i>Instructions for use in Spanish and English and warnings in all languages.</i></li> </ul>	